

PRODUCT INFORMATION

产品信息

Cat. No. 货号: PS2684

688LPC

Please note Rheumatoid Factor is present in the control material however no claims are made for its concentration or stability. If you have any queries, please contact Technical Services at technical.services@randox.com.

请注意：质控品中含有类风湿因子（RF），但未对其浓度和稳定性有任何声称。如您有任何疑问，请和技术服务联系：technical.services@randox.com。

CCS INC1655

【英文名称】: **LIQUID ASSAYED SPECIFIC PROTEIN CONTROL – LEVEL 3**
(SP CONTROL 3)

【中文名称】: 多项液相蛋白检测用质控品（水平 3）

【货号】 (CAT. NUMBER):	PS2684	【批号】 (LOT NUMBER):	688LPC
【包装规格】 (SIZE):	3 x 1ml	【到期】 (EXPIRY):	2025-12-28

本产品的准备和使用详见试剂盒内说明书。

Full instructions for the use and preparation of this product are included with the kit.

质控品靶值和范围如下所示。

Target values and ranges are listed below.

在产品有效期内，类风湿因子值可能逐渐降低。

Rheumatoid Factor Values may gradually decrease during the product's shelf life.

ZH: 31 Mar '25 me

Method 所有仪器均值			LIQUID ASSAYED SPECIFIC PROTEIN CONTROL - LEVEL 3 (SP CONTROL 3)						多项液相蛋白检测用质控品 (水平3)	
批号 (Lot. No): 688LPC 货号 (Cat. No): PS2684			到期 (Expiry): 2025-12-28							
包装规格 (Size): 3 x 1 ml			Range		范围					
Analyte	分析项目	Unit 单位	Target 靶值	Low 低值	High 高值	ISD	2SD	方法	Method	
Albumin	白蛋白	g/dl	5.90	5.02	6.78	0.440	0.880	Abbott Alinity 白蛋白 溴甲酚绿 2	Abbott Alinity Albumin BCG 2	
		g/l	59.0	50.2	67.8	4.40	8.80			
		g/dl	5.78	4.91	6.65	0.435	0.870	Abbott Architect 白蛋白 溴甲酚绿 2	Abbott Architect Albumin BCG 2	
		g/l	57.8	49.1	66.5	4.35	8.70			
		g/dl	5.67	4.82	6.52	0.425	0.850	溴甲酚绿 (IFCC 校准)	Bromocresol Green (IFCC Cal.)	
		g/l	56.7	48.2	65.2	4.25	8.50			
		g/dl	5.75	4.89	6.61	0.430	0.860	溴甲酚绿 (非IFCC校准)	Bromocresol Green (Non IFCC Cal.)	
		g/l	57.5	48.9	66.1	4.30	8.60			
		g/dl	5.56	4.73	6.39	0.415	0.830	溴甲酚紫 (IFCC 校准)	Bromocresol Purple (IFCC Cal.)	
		g/l	55.6	47.3	63.9	4.15	8.30			
		g/dl	5.36	4.56	6.16	0.400	0.800	溴甲酚紫 (非IFCC校准)	Bromocresol Purple (Non IFCC Cal.)	
		g/l	53.6	45.6	61.6	4.00	8.00			
		g/dl	5.66	4.81	6.51	0.425	0.850	散射比浊法 (IFCC 校准)	Nephelometric (IFCC Cal.)	
		g/l	56.6	48.1	65.1	4.25	8.50			
Alpha-1-Acid Glycoprotein	α1-酸性糖蛋白	g/l	1.72	1.38	2.06	0.170	0.340	散射比浊法 (IFCC 校准)	Nephelometric (IFCC Cal.)	
		mg/dl	172	138	206	17.0	34.0			
		g/l	1.64	1.31	1.97	0.165	0.330	比浊法 (非IFCC校准)	Turbidimetric (Non IFCC Cal.)	
		mg/dl	164	131	197	16.5	33.0			
		g/l	1.62	1.30	1.94	0.160	0.320	比浊法 (IFCC 校准)	Turbidimetric (IFCC Cal.)	
Alpha-1-Antitrypsin	α1-抗胰蛋白酶	mg/dl	162	130	194	16.0	32.0			
		g/l	1.57	1.26	1.88	0.155	0.310	Agappe - Nephelometry	Agappe - Nephelometry	
		mg/dl	157	126	188	15.5	31.0			
		g/l	2.03	1.62	2.44	0.205	0.410	散射比浊法 (IFCC 校准)	Nephelometric (IFCC Cal.)	
		mg/dl	203	162	244	20.5	41.0			
		g/l	1.71	1.37	2.05	0.170	0.340	比浊法 (IFCC 校准)	Turbidimetric (IFCC Cal.)	
Alpha-2-Macroglobulin	α2-巨球蛋白	mg/dl	171	137	205	17.0	34.0			
		g/l	1.70	1.36	2.04	0.170	0.340	比浊法 (非IFCC校准)	Turbidimetric (Non IFCC Cal.)	
		mg/dl	170	136	204	17.0	34.0			
		g/l	3.39	2.71	4.07	0.340	0.680	Agappe - Nephelometry	Agappe - Nephelometry	
		mg/dl	339	271	407	34.0	68.0			
Alpha-fetoprotein	甲胎蛋白 (AFP)	g/l	3.79	3.03	4.55	0.380	0.760	散射比浊法 (IFCC 校准)	Nephelometric (IFCC Cal.)	
		mg/dl	379	303	455	38.0	76.0			
		ng/ml	52.5	42.0	63.0	5.25	10.5	化学发光法 (IFCC 校准)	Chemiluminescence (IFCC Cal.)	
Alpha-fetoprotein	甲胎蛋白 (AFP)	KIU/l = IU/ml	43.4	34.7	52.1	4.35	8.70			
		ng/ml	51.1	40.9	61.3	5.10	10.2	化学发光法 (非IFCC校准)	Chemiluminescence (Non IFCC Cal.)	
		KIU/l = IU/ml	42.2	33.8	50.6	4.20	8.40			

Method 所有仪器均值		LIQUID ASSAYED SPECIFIC PROTEIN CONTROL - LEVEL 3 (SP CONTROL 3)							多项液相蛋白检测用质控品 (水平3)
批号 (Lot. No): 688LPC		货号 (Cat. No): PS2684		到期 (Expiry): 2025-12-28					
包装规格 (Size): 3 x 1 ml				Range	范围				
Analyte	分析项目	Unit 单位	Target 靶值	Low 低值	High 高值	ISD	2SD	方法	Method
Anti Streptolysin O	抗链球菌溶血素O	IU/ml	250	200	300	25.0	50.0	Agappe - Nephelometry	Agappe - Nephelometry
		IU/ml	180	144	216	18.0	36.0	散射比浊法 Beckman (IFCC 校准)	Neph. Beckman (IFCC Cal.)
		IU/ml	187	150	224	18.5	37.0	散射比浊法 Beckman (非IFCC校准)	Neph., Beckman (non-IFCC Cal.)
		IU/ml	265	212	318	26.5	53.0	其他 散射比浊法 (IFCC 校准)	Nephelometric, others (IFCC Cal.)
		IU/ml	259	207	311	26.0	52.0	其他 散射比浊法 (非IFCC校准)	Nephelometric, others (Non IFCC Cal.)
		IU/ml	273	218	328	27.5	55.0	比浊法 (IFCC 校准)	Turbidimetric (IFCC Cal.)
		IU/ml	281	225	337	28.0	56.0	比浊法 (非IFCC校准)	Turbidimetric (Non IFCC Cal.)
Beta-2-Microglobulin	β-2-微球蛋白	μg/ml = mg/l	3.53	2.82	4.24	0.355	0.710	比浊法 (非IFCC校准)	Turbidimetric (Non IFCC Cal.)
C-Reactive Protein	C反应蛋白	mg/dl	6.53	5.22	7.84	0.655	1.31	Agappe - Nephelometry	Agappe - Nephelometry
		mg/l	65.3	52.2	78.4	6.55	13.1		
		mg/dl	6.52	5.22	7.82	0.650	1.30	Beckman 代比浊法 乳胶法 HS (IFCC)	Beckman Turb Latex HS (IFCC)
		mg/l	65.2	52.2	78.2	6.50	13.0		
		mg/dl	6.94	5.55	8.33	0.695	1.39	Beckman 代比浊法 乳胶法 (IFCC 校准)	Beckman Turb. Latex (IFCC cal)
		mg/l	69.4	55.5	83.3	6.95	13.9		
		mg/dl	6.27	5.02	7.52	0.625	1.25	散射比浊法 (IFCC 校准)	Nephelometric (IFCC Cal.)
		mg/l	62.7	50.2	75.2	6.25	12.5		
		mg/dl	6.32	5.06	7.58	0.630	1.26	散射比浊法 (非IFCC校准)	Nephelometric (Non IFCC Cal.)
		mg/l	63.2	50.6	75.8	6.30	12.6		
		mg/dl	5.96	4.77	7.15	0.595	1.19	其他干式化学法 (IFCC 校准)	Other Dry Chemistry (IFCC)
		mg/l	59.6	47.7	71.5	5.95	11.9		
		mg/dl	6.65	5.32	7.98	0.665	1.33	罗氏比浊法 CRP4 (IFCC 校准)	Roche Turbidimetric CRP4 (IFCC Cal.)
		mg/l	66.5	53.2	79.8	6.65	13.3		
		mg/dl	6.62	5.30	7.94	0.660	1.32	罗氏第三代比浊法 (IFCC 校准)	Roche Turbidimetric Gen 3 (IFCC Cal.)
		mg/l	66.2	53.0	79.4	6.60	13.2		
		mg/dl	6.54	5.23	7.85	0.655	1.31	罗氏第三代比浊法 (非IFCC校准)	Roche Turbidimetric Gen 3 (Non IFCC Cal.)
		mg/l	65.4	52.3	78.5	6.55	13.1		
		mg/dl	6.58	5.26	7.90	0.660	1.32	罗氏比浊法 乳胶法 (IFCC 校准)	Roche Turbidimetric Latex (IFCC Cal.)
		mg/l	65.8	52.6	79.0	6.60	13.2		
		mg/dl	6.65	5.32	7.98	0.665	1.33	罗氏比浊法 乳胶法 (非IFCC校准)	Roche Turbidimetric Latex (Non IFCC Cal.)
		mg/l	66.5	53.2	79.8	6.65	13.3		
		mg/dl	6.57	5.26	7.88	0.655	1.31	比浊法 (IFCC 校准)	Turbidimetric (IFCC Cal.)
		mg/l	65.7	52.6	78.8	6.55	13.1		
		mg/dl	6.58	5.26	7.90	0.660	1.32	比浊法 (非IFCC校准)	Turbidimetric (Non IFCC Cal.)
		mg/l	65.8	52.6	79.0	6.60	13.2		
		mg/dl	4.81	3.85	5.77	0.480	0.960	Vitros (IFCC 校准)	Vitros (IFCC Cal.)
		mg/l	48.1	38.5	57.7	4.80	9.60		
		mg/dl	4.96	3.97	5.95	0.495	0.990	Vitros (非IFCC校准)	Vitros (Non IFCC Cal.)
		mg/l	49.6	39.7	59.5	4.95	9.90		

Method 所有仪器均值			LIQUID ASSAYED SPECIFIC PROTEIN CONTROL - LEVEL 3 (SP CONTROL 3)						多项液相蛋白检测用质控品 (水平3)	
批号 (Lot. No): 688LPC 货号 (Cat. No): PS2684 到期 (Expiry): 2025-12-28										
包装规格 (Size): 3 x 1 ml			Range		范围					
Analyte	分析项目	Unit 单位	Target 靶值	Low 低值	High 高值	ISD	2SD	方法	Method	
Caeruloplasmin	铜蓝蛋白	g/l	0.699	0.524	0.874	0.088	0.175	散射比浊法 (IFCC 校准)	Nephelometric (IFCC Cal.)	
		mg/dl	69.9	52.4	87.4	8.75	17.5			
		g/l	0.634	0.476	0.792	0.079	0.158	散射比浊法 (非IFCC校准)	Nephelometric (Non IFCC Cal.)	
		mg/dl	63.4	47.6	79.2	7.90	15.8			
		g/l	0.581	0.436	0.726	0.073	0.145	比浊法 (IFCC 校准)	Turbidimetric (IFCC Cal.)	
		mg/dl	58.1	43.6	72.6	7.25	14.5			
		g/l	0.503	0.377	0.629	0.063	0.126	比浊法 (非IFCC校准)	Turbidimetric (Non IFCC Cal.)	
		mg/dl	50.3	37.7	62.9	6.30	12.6			
Complement C3	补体C3	g/l	0.649	0.487	0.811	0.081	0.162	比浊法 Sentinel 试剂	Turbidimetric Sentinel Reagent	
		mg/dl	64.9	48.7	81.1	8.10	16.2			
		g/l	2.83	2.26	3.40	0.285	0.570	散射比浊法 (IFCC 校准)	Nephelometric (IFCC Cal.)	
		mg/dl	283	226	340	28.5	57.0			
		g/l	2.82	2.26	3.38	0.280	0.560	散射比浊法 (非IFCC校准)	Nephelometric (Non IFCC Cal.)	
		mg/dl	282	226	338	28.0	56.0			
		g/l	2.79	2.23	3.35	0.280	0.560	Ortho Vitros Microtip	Ortho Vitros Microtip	
		mg/dl	279	223	335	28.0	56.0			
Complement C4	补体C4	g/l	2.89	2.31	3.47	0.290	0.580	比浊法 (IFCC 校准)	Turbidimetric (IFCC Cal.)	
		mg/dl	289	231	347	29.0	58.0			
		g/l	3.00	2.40	3.60	0.300	0.600	比浊法 (非IFCC校准)	Turbidimetric (Non IFCC Cal.)	
		mg/dl	300	240	360	30.0	60.0			
		g/l	0.498	0.398	0.598	0.050	0.100	Agappe - Nephelometry	Agappe - Nephelometry	
		mg/dl	49.8	39.8	59.8	5.00	10.0			
		g/l	0.572	0.458	0.686	0.057	0.114	散射比浊法 (IFCC 校准)	Nephelometric (IFCC Cal.)	
		mg/dl	57.2	45.8	68.6	5.70	11.4			
Ferritin	铁蛋白	g/l	0.556	0.445	0.667	0.056	0.111	散射比浊法 (非IFCC校准)	Nephelometric (Non IFCC Cal.)	
		mg/dl	55.6	44.5	66.7	5.55	11.1			
		g/l	0.555	0.444	0.666	0.056	0.111	Ortho Vitros Microtip	Ortho Vitros Microtip	
		mg/dl	55.5	44.4	66.6	5.55	11.1			
		g/l	0.550	0.440	0.660	0.055	0.110	比浊法 (IFCC 校准)	Turbidimetric (IFCC Cal.)	
		mg/dl	55.0	44.0	66.0	5.50	11.0			
		g/l	0.536	0.429	0.643	0.054	0.107	比浊法 (非IFCC校准)	Turbidimetric (Non IFCC Cal.)	
		mg/dl	53.6	42.9	64.3	5.35	10.7			
		ng/ml = µg/l	223	178	268	22.5	45.0	Agappe - Nephelometry	Agappe - Nephelometry	
		ng/ml = µg/l	244	195	293	24.5	49.0	化学发光法 (IFCC 校准)	Chemiluminescence (IFCC Cal.)	
		ng/ml = µg/l	242	194	290	24.0	48.0	化学发光法 (非IFCC校准)	Chemiluminescence (Non IFCC Cal.)	
		ng/ml = µg/l	199	159	239	20.0	40.0	散射比浊法 (IFCC 校准)	Nephelometric (IFCC Cal.)	
		ng/ml = µg/l	239	191	287	24.0	48.0	比浊法 (IFCC 校准)	Turbidimetric (IFCC Cal.)	
		ng/ml = µg/l	237	190	284	23.5	47.0	比浊法 (非IFCC校准)	Turbidimetric (Non IFCC Cal.)	

Method 所有仪器均值			LIQUID ASSAYED SPECIFIC PROTEIN CONTROL - LEVEL 3 (SP CONTROL 3)						多项液相蛋白检测用质控品 (水平3)	
批号 (Lot. No): 688LPC			货号 (Cat. No): PS2684			到期 (Expiry): 2025-12-28				
包装规格 (Size): 3 x 1 ml			Range		范围					
Analyte	分析项目	Unit 单位	Target 靶值	Low 低值	High 高值	ISD	2SD	方法	Method	
Haptoglobin	结合珠蛋白	g/l	1.77	1.42	2.12	0.175	0.350	Agappe - Nephelometry	Agappe - Nephelometry	
		mg/dl	177	142	212	17.5	35.0			
		g/l	1.85	1.48	2.22	0.185	0.370	散射比浊法 (IFCC 校准)	Nephelometric (IFCC Cal.)	
		mg/dl	185	148	222	18.5	37.0			
		g/l	1.83	1.46	2.20	0.185	0.370	比浊法 (IFCC 校准)	Turbidimetric (IFCC Cal.)	
Immunoglobulin A	免疫球蛋白A (IgA)	mg/dl	183	146	220	18.5	37.0			
		g/l	1.84	1.47	2.21	0.185	0.370	比浊法 (非IFCC校准)	Turbidimetric (Non IFCC Cal.)	
		mg/dl	184	147	221	18.5	37.0			
		g/l	5.17	3.88	6.46	0.645	1.29	Agappe - Nephelometry	Agappe - Nephelometry	
		mg/dl	517	388	646	64.5	129			
		g/l	5.16	3.87	6.45	0.645	1.29	化学发光法 (IFCC 校准)	Chemiluminescence (IFCC Cal.)	
		mg/dl	516	387	645	64.5	129			
		g/l	5.43	4.07	6.79	0.680	1.36	散射比浊法 (IFCC 校准)	Nephelometric (IFCC Cal.)	
		mg/dl	543	407	679	68.0	136			
		g/l	5.40	4.05	6.75	0.675	1.35	散射比浊法 (非IFCC校准)	Nephelometric (Non IFCC Cal.)	
		mg/dl	540	405	675	67.5	135			
		g/l	5.04	3.78	6.30	0.630	1.26	Ortho Vitros Microtip	Ortho Vitros Microtip	
		mg/dl	504	378	630	63.0	126			
		g/l	4.93	3.70	6.16	0.615	1.23	比浊法 (IFCC 校准)	Turbidimetric (IFCC Cal.)	
		mg/dl	493	370	616	61.5	123			
		g/l	5.04	3.78	6.30	0.630	1.26	比浊法 (非IFCC校准)	Turbidimetric (Non IFCC Cal.)	
		mg/dl	504	378	630	63.0	126			
Immunoglobulin E	免疫球蛋白E (IgE)	KIU/l = IU/ml	228	182	274	23.0	46.0	Agappe - Nephelometry	Agappe - Nephelometry	
		KIU/l = IU/ml	222	178	266	22.0	44.0	化学发光法 (非IFCC校准)	Chemiluminescence (Non IFCC Cal.)	
		KIU/l = IU/ml	227	182	272	22.5	45.0	酶免疫分析法 (非IFCC校准)	Enzyme Immunoassay (Non IFCC Cal.)	
		KIU/l = IU/ml	211	169	253	21.0	42.0	散射比浊法 (非IFCC校准)	Nephelometric (Non IFCC Cal.)	
		KIU/l = IU/ml	206	165	247	20.5	41.0	比浊法 (非IFCC校准)	Turbidimetric (Non IFCC Cal.)	

Method 所有仪器均值			LIQUID ASSAYED SPECIFIC PROTEIN CONTROL - LEVEL 3 (SP CONTROL 3)						多项液相蛋白检测用质控品 (水平3)	
批号 (Lot. No): 688LPC			货号 (Cat. No): PS2684			到期 (Expiry): 2025-12-28				
包装规格 (Size): 3 x 1 ml				Range		范围				
Analyte	分析项目	Unit 单位	Target 靶值	Low 低值	High 高值	ISD	2SD	方法	Method	
Immunoglobulin G	免疫球蛋白 G (IgG)	g/l	21.6	17.7	25.5	1.95	3.90	Agappe - Nephelometry	Agappe - Nephelometry	
		mg/dl	2160	1771	2549	195	389			
		g/l	25.4	20.8	30.0	2.30	4.60	Nephelometer Assays	Nephelometer Assays	
		mg/dl	2540	2083	2997	229	457			
		g/l	25.0	20.5	29.5	2.25	4.50	散射比浊法 (非IFCC校准)	Nephelometric (Non IFCC Cal.)	
		mg/dl	2500	2050	2950	225	450			
		g/l	26.5	21.7	31.3	2.40	4.80	Ortho Vitros Microtip	Ortho Vitros Microtip	
		mg/dl	2650	2173	3127	239	477			
		g/l	25.7	21.1	30.3	2.30	4.60	比浊法 (非IFCC校准)	Turbidimetric (Non IFCC Cal.)	
Immunoglobulin M	免疫球蛋白 M (IgM)	mg/dl	2570	2107	3033	232	463			
		g/l	25.6	21.0	30.2	2.30	4.60	比浊法	Turbidimetric Assay	
		mg/dl	2560	2099	3021	231	461			
		g/l	1.69	1.35	2.03	0.170	0.340	Agappe - Nephelometry	Agappe - Nephelometry	
		mg/dl	169	135	203	17.0	34.0			
		g/l	2.22	1.78	2.66	0.220	0.440	散射比浊法 (IFCC 校准)	Nephelometric (IFCC Cal.)	
		mg/dl	222	178	266	22.0	44.0			
		g/l	2.20	1.76	2.64	0.220	0.440	散射比浊法 (非IFCC校准)	Nephelometric (Non IFCC Cal.)	
		mg/dl	220	176	264	22.0	44.0			
Kappa Light Chain	κ轻链	g/l	2.12	1.70	2.54	0.210	0.420	Ortho Vitros Microtip	Ortho Vitros Microtip	
		mg/dl	212	170	254	21.0	42.0			
		g/l	2.08	1.66	2.50	0.210	0.420	比浊法 (IFCC 校准)	Turbidimetric (IFCC Cal.)	
		mg/dl	208	166	250	21.0	42.0			
		g/l	2.12	1.70	2.54	0.210	0.420	比浊法 (非IFCC校准)	Turbidimetric (Non IFCC Cal.)	
		mg/dl	212	170	254	21.0	42.0			
		g/l	5.26	4.21	6.31	0.525	1.05	Agappe - Nephelometry	Agappe - Nephelometry	
		mg/dl	526	421	631	52.5	105			
		g/l	5.72	4.58	6.86	0.570	1.14	散射比浊法 - Siemens	Nephelometric - Siemens	
		mg/dl	572	458	686	57.0	114			
		g/l	6.37	5.10	7.64	0.635	1.27	比浊法	Turbidimetric	
		mg/dl	637	510	764	63.5	127			

Method 所有仪器均值			LIQUID ASSAYED SPECIFIC PROTEIN CONTROL - LEVEL 3 (SP CONTROL 3)						多项液相蛋白检测用质控品 (水平3)	
批号 (Lot. No): 688LPC			货号 (Cat. No): PS2684			到期 (Expiry): 2025-12-28				
包装规格 (Size): 3 x 1 ml				Range		范围				
Analyte	分析项目	Unit 单位	Target 靶值	Low 低值	High 高值	ISD	2SD	方法	Method	
Lambda Light Chain	λ轻链	g/l	3.60	2.88	4.32	0.360	0.720	Agappe - Nephelometry	Agappe - Nephelometry	
		mg/dl	360	288	432	36.0	72.0			
		g/l	3.23	2.58	3.88	0.325	0.650	散射比浊法 - Siemens	Nephelometric - Siemens	
		mg/dl	323	258	388	32.5	65.0			
		g/l	3.52	2.82	4.22	0.350	0.700	比浊法	Turbidimetric	
		mg/dl	352	282	422	35.0	70.0			
Prealbumin	前白蛋白	g/l	0.255	0.204	0.306	0.026	0.051	Agappe - Nephelometry	Agappe - Nephelometry	
		mg/dl	25.5	20.4	30.6	2.55	5.10			
		g/l	0.362	0.290	0.434	0.036	0.072	散射比浊法 (IFCC 校准)	Nephelometric (IFCC Cal.)	
		mg/dl	36.2	29.0	43.4	3.60	7.20			
		g/l	0.322	0.258	0.386	0.032	0.064	比浊法 (IFCC 校准)	Turbidimetric (IFCC Cal.)	
		mg/dl	32.2	25.8	38.6	3.20	6.40			
		g/l	0.321	0.257	0.385	0.032	0.064	比浊法 (非IFCC校准)	Turbidimetric (Non IFCC Cal.)	
		mg/dl	32.1	25.7	38.5	3.20	6.40			
Retinol Binding Protein	视黄醇结合蛋白	mg/l	70.0	56.0	84.0	7.00	14.0	散射比浊法 (IFCC 校准)	Nephelometric (IFCC Cal.)	
Transferrin	转铁蛋白	g/l	4.31	3.45	5.17	0.430	0.860	散射比浊法 (IFCC 校准)	Nephelometric (IFCC Cal.)	
		mg/dl	431	345	517	43.0	86.0			
		g/l	4.40	3.52	5.28	0.440	0.880	Ortho Vitros Microtip	Ortho Vitros Microtip	
		mg/dl	440	352	528	44.0	88.0			
		g/l	4.42	3.54	5.30	0.440	0.880	比浊法 (IFCC 校准)	Turbidimetric (IFCC Cal.)	
		mg/dl	442	354	530	44.0	88.0			
		g/l	4.49	3.59	5.39	0.450	0.900	比浊法 (非IFCC校准)	Turbidimetric (Non IFCC Cal.)	
		mg/dl	449	359	539	45.0	90.0			